

Herramientas especiales y accesorios

Isolator Tool™

- Para aislamientos, contención y biocampanas en áreas de sala limpia y de transición
- Diseño de perfil bajo
- Cabeza en ángulo para una fácil aplicación del desinfectante o detergente
- Mangos modulares y extensibles para lugares de paso y "alcance" extendido
- Fundas lavables y esterilizables
- Fundas con irradiación disponibles



N.º de pieza	Descripción
QDIT-09	Adaptador Isolator Tool de 9" (22,9 cm)
QPIT-09	Adaptador Isolator Tool de plástico de 9" (22,9 cm)
STAH-12WH	Mango de plástico de 12" (30,5 cm)
ITC11-9NS	Funda de PolySorb, tipo sobre (sin elástico ni broches)
ITC620-9	Funda de poliéster/MegaTex
ITC6-9	Funda de poliéster
ITCAA-9	Funda de microfibra azul
ITCAW-9	Funda de microfibra blanca

Disponibles con irradiación: incluya las letras IR tras el número de pieza. Las fundas se hallan disponibles con un interior de gomaespuma para mayor absorbencia.



Curtain Cleaner™

Un diseño sencillo y eficaz para limpiar cortinas de salas limpias y recintos de paredes flexibles. La cabeza de limpieza sujeta la cortina por la parte de arriba y se desliza hacia abajo aplicando el agente

limpiador por ambos lados de la cortina. El Curtain Cleaner mide 12" (30,5 cm) y tiene diferentes fundas para la limpieza en el apoyo de salas limpias y en entornos críticos y estériles.

N.º de pieza	Descripción
CCH-24	Curtain Cleaner de 24" (60,1 cm) de longitud
CCH-48	Curtain Cleaner de 48" (121,9 cm) de longitud
CCSC-1	Funda PVA
CCSC-2	Funda NovaLite
CCSC-6	Funda NovaPoly
CCSC-6IR	Funda NovaPoly irradiada
CCSC-68	Funda PolyMesh
CCSC-20	Funda MegaTex
CCSC-AA	Funda Microfibra



Adaptador FlexBrush

Cepillo flexible de 12" (30,5 cm) con funda de poliéster o microfibra. Para uso con mango extensible o por sí mismo en la limpieza de tuberías elevadas, molduras y depósitos

profundos. Terminación de rosca ACME. Las fundas son esterilizables en autoclave.

N.º de pieza	Descripción
FB-12	Adaptador FlexBrush de zinc/polipropileno
BRWM-22512J	Adaptador FlexBrush de acero inoxidable
FBC-611	Funda NovaPoly
FBC-611IR	Funda NovaPoly irradiada
FBC-AA	Funda Microfibra

Adaptador NovaSqueegee™

Adaptador limpiacristales para la limpieza de paredes, ventanas y pantallas. De venta con hoja estándar de goma, hoja de PVA de repuesto opcional. Anchos disponibles de 12" (30,5 cm), 18" (45,8 cm) y 22" (55,9 cm). El adaptador NovaSqueegee se acopla a los mangos de la serie de SSU. Esterilizable en autoclave.

N.º de pieza	Descripción
QDNS-12, 18, y 22	Adaptador NovaSqueegee, hoja de 12" (30,5 cm), 18" (45,8 cm) y 22" (55,9 cm)
NS-12, 18, y 22	Hoja de PVA de 12" (30,5 cm), 18" (45,8 cm) y 22" (55,9 cm)
RS-12, 18, y 22	Hoja de goma de 12" (30,5 cm), 18" (45,8 cm) y 22" (55,9 cm)



Adaptador MegaSwat™

Para aplicaciones de limpieza alrededor de equipos para procesos pesados o aparatos calibrados. Ofrece un interior flexible de polietileno con una variedad de fundas.

N.º de pieza	Descripción
QDMS-16	Adaptador MegaSwat 2.5" (6,4 cm) x 16" (40,6 cm)
MS1-16NS	Funda MegaSwat - PVA
MS2-16NS	Funda MegaSwat - NovaLite
MS6-16NS	Funda MegaSwat - NovaPoly
MSSA-16NS	Funda MegaSwat - Microfibra
QDMS-8	Adaptador MegaSwat 3" (7,6 cm) x 8" (20,3 cm)
MS6-8	Funda MegaSwat - NovaPoly
MSSA-8	Funda MegaSwat - Microfibra

Tamaños a medida disponibles.

Funda de poliéster disponibles con irradiación: incluya las letras IR tras el número de pieza.



Aplicador MegaTip™

Un sólido aplicador "tipo bastoncillo" para limpieza, MegaTip es una punta de 4" (10,2 cm) x 1.5" (3,8 cm) que, cuando se usa con el mango universal, alcanza fácilmente la iluminación empotrada, las esquinas y los ángulos entre paredes y techos y otras áreas donde una fregona no es lo ideal.

Tamaños a medida disponibles.

N.º de pieza	Descripción
QDMT-1	Adaptador MegaTip de 9" (22,9 cm) de longitud
MT-1	Funda MegaTip - PVA
MT-2	Funda MegaTip - NovaLite
MT-6	Funda MegaTip - NovaPoly
MT-6IR	Funda MegaTip - NovaPoly irradiada



Econo CurtainCleaner™

- Método simple y eficaz para limpiar las cortinas de tiras
- Limpia ambos lados de una pasada
- Las fundas son lavables y esterilizables en autoclave
- Se acopla a los mangos de la serie SSU

N.º de pieza Descripción

QDECC-14	Adaptador para Econo CurtainCleaner
SSU-1	Mango extensible de 38" (96,5 cm) a 72" (182,9 cm) de longitud
ECC6-14	Funda de poliéster
ECC11-14	Funda de PolySorb
ECCAA-14	Funda de microfibra

Fundas disponibles con irradiación: incluya las letras IR tras el número de pieza

Accesorio para depósitos

- Para la limpieza de depósitos y cilindros
- El diseño en curva proporciona una mejor superficie de contacto
- Cubiertas disponibles en una variedad de tejidos

N.º de pieza Descripción

QDSLTT-14P	Adaptador de accesorio para depósitos
QDSLRTT-14P	Adaptador de accesorio inverso para depósitos
MZSM6AA-14	Funda de microfibra



M-Zone MittWipes™

- Fácil limpieza alrededor de carros, estanterías, depósitos, tuberías y otros lugares difíciles de limpiar
- Protección añadida para el mantenimiento de salas limpias y aplicaciones LAR
- Limpieza segura en zonas difíciles de alcanzar
- 100% poliéster para uso estándar
- Tejido MegaTex para superficies muy sucias o ásperas

N.º de pieza Descripción

MW-611	Mittwipes de poliéster con interior acolchado
MW-2011	Mittwipes de MegaTex con interior acolchado

Disponibles en variantes adicionales

Adaptador FlexBrush™

- Limpieza de tuberías elevadas
- Cepillo flexible con cubierta de poliéster o microfibra
- El extremo de rosca Acme se acopla a una variedad de mangos para extender su alcance

N.º de pieza Descripción

FB-12	Adaptador FlexBrush de 12" (30,5 cm)
FBC-611	Funda NovaPoly para FlexBrush
FBC-AA	Funda Microfibra para FlexBrush




Espejo de inspección

- Espejo de acero inoxidable sumamente pulido para inspeccionar las áreas difíciles de alcanzar
- La conexión giratoria se acopla a cualquier mango de la serie SSU, lo que permite al operario pasar la unidad por detrás de equipos y dispositivos para asegurarse de que todas las superficies se hayan limpiado adecuadamente
- Linterna opcional para utilizar en tanques y en otros lugares con poca luz.

N.º de pieza Descripción

QDIST-66P	Espejo de inspección de 6 x 6" (15,2 x 15,2 cm)
SSU-1	Mango universal de 38" (96,5 cm) a 72" (182,9 cm)
FLASH-01	Linterna LED
FLASHH-01	Portalinternas (abrazadera, se acopla al QDIST-66P)
ISTSC11-66	Funda protectora para almacenaje



Muchos de los retos en la limpieza de depósitos y cámaras presurizadas de haber sido apagados o de las condiciones del día a día. Los productos MicroNova ofrecen una variedad de soluciones que corresponden a estas condiciones.



ne
A
NE™

limpieza surgen fuera
limpieza de superficies.
s de seguridad, tuberías,
entran retos tanto después
como durante las opera-
productos M-Zone™ de
variedad de útiles para
plejas tareas de limpieza.



onova®
INC.

LabMarkers™

- La tinta resistente al alcohol marca en superficies frías o húmedas
- Permanente en la mayoría de las superficies
- Tinta negra de punta fina
- Secado rápido
- Disponible con radiación gamma

N.º de pieza Descripción

PEN-40	Rotulador de laboratorio
PEN-40IR	Rotulador de laboratorio irradiado




SwabHolder™

- Sujeta de forma segura los bastoncillos para control medioambiental
- Se acopla a los mangos de la serie SSU para un mayor alcance al controlar las áreas de difícil acceso

N.º de pieza Descripción

QDSWT-01	Accesorio para SwabHolder
SSU-1	Mango extensible de 38" (96,5 cm) a 72" (182,9 cm) de longitud



Cinta adhesiva indicadora para autoclave

- Sin plomo, cumple con la normativa RoHS
- Enrollada en una bobina de plástico
- Las líneas indicadoras verdes cambian a negro cuando se han alcanzado los niveles adecuados de presión de vapor y temperatura

N.º de pieza Descripción

AUTOPC-1	Cinta adhesiva indicadora para autoclave de 1" (2.5 cm) x 60 yardas (54.9 m)
----------	--

Tamaños adicionales disponibles

Toallitas SilSat™

- Lubrica líneas de llenado, juntas y sellos en aislamientos, refrigeradores y armarios en áreas asépticas de procesamiento y apoyo
- Toallita de poliéster impregnada con una mezcla de silicona de grado médico y alcohol isopropílico
- Elimina el uso de sucios lubricantes en aerosol en áreas controladas
- Irradiadas con rayos gamma

N.º de pieza Descripción

SSW6-01IR	Toallitas SilSat paquete de 8
-----------	-------------------------------



Limpiador de acero inoxidable

- Fórmula de gel sin goteo
- Sin fósforo, biodegradable
- Sin atomización, no afectará la calidad del aire
- Sin VOC
- NSF A7

N.º de pieza Descripción

SC1-P	Limpiador de acero inoxidable
-------	-------------------------------





Cepillos metálicos de acero inoxidable con cerdas de nailon

N.º de pieza	Diámetro cepillo	Longitud cepillo	Longitud total	Rigidez de las cerdas	Tipo de punta	Tipo de Mango
BRWL-149 *	0,6 cm	12,7 cm	40,6 cm	Ligera	Punta abanico	Curvado
BRWM-125 *	1,3 cm	12,7 cm	40,6 cm	Media	Punta abanico	Curvado
BRWL-349	1,9 cm	22,9 cm	50,8 cm	Ligera	Punta abanico	Curvado
BRWM-345	1,9 cm	12,7 cm	40,6 cm	Media	Punta abanico	Curvado
BRWM-16BR	2,5 cm	15,2 cm	91,4 cm	Media	Punta abanico	Plastico
BRWM-12572 *	1,3 cm	12,7 cm	182,9 cm	Media	Punta pulida	Curvado
BRWM-1572	2,5 cm	12,7 cm	182,9 cm	Media	Punta pulida	Curvado
BRWM-22	5,1 cm	5,1 cm	40,6 cm	Media	Punta abanico	Curvado
BRWM-22512S *	5,7 cm	30,5 cm	53,3 cm	Media	Punta copetuda	Rosca ACME
BRWM-22512J *	5,7 cm	30,5 cm	40,6 cm	Media	Punta copetuda	Rosca ACME
BRWL-14349	0,6 a 1,9 cm	22,9 cm	50,8 cm	Ligera	Punta abanico	Curvado
BRWM-341512	1,9 a 3,8 cm	30,5 cm	71,1 cm	Media	Punta abanico	Curvado

*Fundas disponibles

BRWM-22512S & BRWM-22512J >> Microfibra: FBC-6AA, Poliéster: FBC-611, Poliéster irradiado: FBC-611IR
BRWL-149, BRWM-125, BRWM-12572 >> Tubo de poliéster: BRSC52-6



Limpieza de interior de tubos y recipientes

Cepillos con rosca ACME para usar con los mangos de la serie STA

Cepillos con mangos

Cepillo para cilindros 7" (17,8 cm)

Funda de PolyMesh
 Funda de PolyMesh con ataduras
 Funda de Poliéster

BRWH-02

BRSC68-02
 BRSC68-0211
 BRSC6-02



Cepillo para cilindros 5" (12,7 cm)

Funda de PolyMesh
 Funda de PolyMesh con ataduras
 Funda de PolySorb

BRWH-03

BRSC68-03
 BRSC68-0311
 BRSC11-03



Cepillo para caldera 5.25" (13,3 cm) x 7.5" (19,1 cm)

Funda de Poliéster
 Funda de PolyMesh
 Funda de Microfibra/Poliéster

BRWH-41

BRSC6-41
 BRSC68-41
 BRSC6AA-41



Cepillo para caldera 6" (15,2 cm) x 10.5" (26,7 cm)

Funda de Microfibra

BRWH-42

BRSCAA-42




Cepillo para botellas

3,25" (8,3 cm) de diámetro con mango de 16" (40,6 cm)

N.º de pieza	Descripción
BRWH-01	Cepillo para botella Blanco
BRDB-01	Cepillo para botella Azul
BRDG-01	Cepillo para botella Verde
BRRE-01	Cepillo para botella Rojo
BRYE-01	Cepillo para botella Amarillo
BRWH-40	Cepillo para botella Blanco de 5" (12,7 cm) de diámetro



Cepillo para válvulas de 5" (12,7 cm) con mango de 30" (76,2 cm) (BRWH-30)



Cepillo para desagües (BRBL-46)
 Mango 36" (91,4 cm) (BRHFD-36)