

Your strategic supplier for critical cleaning

REVESTIMIENTOS PARA CONTENCIÓN, TRANSPORTE Y ELIMINACIÓN DE DESECHOS CRÍTICOS

Excellence in cleaning since 1984

as bolsas y revestimientos de Micronova se pueden utilizar para una variedad de funciones de contención en las áreas y salas asépticas. La transferencia de materiales y la contención de desinfectantes generalmente recaen en el grupo de BucketLiners con una construcción impermeable de polietileno de baja densidad (PEBD)/laminado de nylon. La iluminación de materiales peligrosos, de producción, y la recolección de prendas son algunas aplicaciones para revestimientos de PEBD que son compatible con la FDA.

Los revestimientos BinLiners en paquete plano o en rollo con tubo de plástico están disponibles irradiados - Adecuado para ISO 5 aséptico y otros entornos limpios.

Consulte el gráfico en la página posterior para conocer los detalles de las bolsas.



## BinLiner™

Los revestimientos BinLiners. fabricados con LDPE compatible con la FDA, están disponibles en una fuerza media de 1 a 6 milésimas 25 a 150 micrómetros). Las bolsas vienen en empagues planos o en rollos con tubo de plástico, embolsadas individualmente o embolsadas al por mayor. Tenemos una serie de tamaños que se adaptan a una variedad de contenedores de cubos de 8 litros hasta bidones de 210 litros.



## Soporte para BinLiner™

Los soportes para BinLiner de Micronova son el complemento perfecto para los revestimientos con esquinas de plástico moldeado. Son fáciles de limpiar, ya que son soportes de acero inoxidable que no tocan el piso. Muy adecuado para áreas de producción y laboratorios.

BLSSH-168 Soporte BinLiner para bolsas de

61 x 91 cm

Soporte BinLiner para bolsas de BLSSH-1515

86 x 102 cm

BLSSH-1624 Soporte BinLiner para bolsas de

100 x 120 cm





### BinLiner™ Tintados

Los BinLiners tintados están diseñados para clasificar los desechos en el área de producción. Disponible en color azul y gris. En fuerza media de 3 milésimas (75 micrómetros), 120 x 150 cm estándar. Otros tamaños disponibles bajo petición.

# Carro BinLiner™ para Rollo

El Carro BinLiner para Rollo es un carro resistente y duradero para transportar los BinLiners en rollos. El carro podrá contener dos rollos de cualquier tamaño, incluyendo el tamaño de 120 x 150 cm.

C-2BAG Carro de Acero Inoxidable para bolsas en rollo con tubo de plástico.





# BIOHAZAF



## BucketLiner™

La función primaria de estos revestimientos de LDPE/Nylon es la contención de líquidos y el transporte de materiales. Estos revestimientos impermeables mantendrán líquidos que pasan por la autoclave. Las series BKL7 y BKL99 tienen una orientación horizontal adecuada para baldes y contenedores rectangulares. Las series BKL-2424 y BKL-2430 tienen una construcción rectangular cuadrada a vertical adecuada para recipientes redondos y baldes cuadrados.



# Abrazaderas de Nylon Irradiadas

Las abrazaderas irradiadas son una forma conveniente de sellar revestimientos y bolsas de riesgo biológico en la sala limpia o en el área aséptica. Las abrazaderas de nylon son lo suficientemente largas como para caber fácilmente alrededor del cuello de una bolsa de 4 o 6 mil.

BLT-12IR – Abrazaderas de Nylon irradiadas para BinLiner - 305 mm

# Bolsas de Riesgo Biológico

Las bolsas de riesgo biológico irradiadas son ideales para salas asépticas en terapia de células y disciplinas relacionadas. Tanto las bolsas irradiadas como las no irradiadas están hechas de PEDB que son compatible con la FDA y están disponibles en fuerza media de 2 a 4 milésimas (50 a 100 micrómetros). Y empaquetado plano en grupos de 5 o en un rollo (con tubo de plástico). Nuestra variedad de tamaños se ajusta a recipientes de entre 61 a 210 litros. Cada bolsa muestra un gran símbolo de riesgo biológico y un mensaje de advertencia. Las bolsas están disponibles en rojo o amarillo.



## Cortador de Bolsa

Protector de hoja con seguridad retráctil automáticamente y con mango ergonómico. Estos cortadores de bolsas están disponibles irradiados. Son excelentes para abrir paquetes de materia prima. Ambos estilos, naranja con tapa trasera plegable y la amarilla estilo de gancho. Son desechables y no se requieren cambios de cuchilla.

BC-**01**IR – Cortador de bolsa con seguridad irradiado con hoja retráctil color naranja (par)

BC-02IR – Cortador de bolsa con seguridad irradiado en forma de gancho color amarillo (par)

BucketLiners, Bolsas de Riesgo Biológico, Abrazaderas de nylon y Cortadoras de bolsas están disponibles irradiadas – Adecuado para ISO 5 aséptico y otros entornos limpios. Consulte el gráfico en la página posterior para los detalles de las bolsas.



								**			agil	'Ban	er Double Per Liners Per II
			Capacity			ز ا	<b>*</b> з	om,	***		de l'	EIL2	et Do oblin
			(Fits gal/L		Sterile	c gill	, ' <i>80</i>	ું વ્યક્ષ	, 'S <sub>SC</sub>	Jijs.		i de	er Doub Per Roll
Product No.	Thickness	Dimensions	container)	Tint	Ctell.	Chips	Stai	Hal	Flat	6/82	Tille.	Tiup.	1111356
Ducketl iner													Co
BucketLiners Material: LDPE/Nylon Laminate										I	00	00	000
BKL-2424	3 mil	24 x 24 in (60 x 60 cm)	6 gal (22 L)					<i>'</i>	<b>V</b>		20	20	200
BKL-2424IR BKL-2430IR	3 mil	24 x 24 in (60 x 60 cm) 24 x 30 in (60 x 90 cm)	6 gal (22 L)		V			V	V		1	1	24
BKL1-1818IR	3 mil 3 mil	18 x 18 in (45 x 45 cm)	8 gal (25 L)		V			~	~		1	1	24
BKL7-3119	3 mil	31 x 19 in (79 x 48 cm)	1 gal (4 L) 6 gal (22 L)					~	~		20	20	200
BKL7-3119IR	3 mil	31 x 19 in (79 x 48 cm)	6 gal (22 L)		~			~	~		1	1	24
BKL99-3521	3 mil	35 x 21 in (89 x 53 cm)	8 gal (25 L)					<i>'</i>	~		20	20	200
BKL99-3521IR	3 mil	35 x 21 in (89 x 53 cm)	8 gal (25 L)		V			~	~		1	1	24
BKL993521IRB	3 mil	35 x 21 in (89 x 53 cm)	8 gal (25 L)		V			~	~		6	6	24
	O IIIII	Ì	0 gar (20 2)						_				
BinLiners		Material: LDPE											
BL2-1016IRBB	2 mil	10 x 16 in (25 x 40 cm)	1 gal (4 L)		~			~			10	10	200
BL4-1620B	4 mil	16 x 20 in (40 x 50 cm)	2 gal (8 L)					~	~		50	50	200
BL4-1620IRB	4 mil	16 x 20 in (40 x 50 cm)	2 gal (8 L)		~			~	~		1	10	200
BL3-2436IRBB	3 mil	24 x 36 in (61 x 91 cm)	16 gal (60 L)		~			~			5	5	50
BL4-3440BB	4 mil	)				~					5	5	50
BL4-3440IRBB	4 mil	- 34 x 40 in (86 X 102 cm) 📙	33 gal (125 L)		~	~					5	5	50
BL4-3440PC	4 mil					~				~	50	50	50
BL4-3440PCIR	4 mil				~	~				~	50	50	50
BL1-40TRIRBB	1 mil				~	<b>'</b>					5	5	100
BL2-40TRB	2 mil					<b>V</b>					1	5	50
BL2-40TRBB	2 mil					V					5	5	50
BL2-40TRIR BL2-40TRIRB	2 mil 2 mil				V	V					1	1 5	50 50
BL2-40TRPC	2 mil				~	V				~	100	100	100
BL2-40TRPCIR	2 mil	- 40 x 48 in (100 x 120 cm)	40 act (150 L)			-				-	100	100	100
BL4-40TRBB	4 mil	40 X 46 III (100 X 120 CIII)	40 gal (150 L)		~	V				~	5	5	50
BL4-40TRIR	4 mil				~	V					1	1	50
BL4-40TRIRB	4 mil				~	V					1	5	50
BL4-40TRIRBB	4 mil				~	~					5	5	50
BL6-4048PC	6 mil									~	35	35	35
BL6-4048PCIR	6 mil				~			~		~	35	35	35
BL6-4048PCIR	6 mil	)			~			~	~		50	50	50
BL3-4060DBPC	3 mil	5		Blue	-	~			-	~	50	50	50
BL3-4060DBCIR	3 mil			Blue	~	~				~	50	50	50
BL3-4060GRCIR	3 mil	40 x 60 in (100 x 150 cm)	55 gal (200 L)	Grey	~	~				V	50	50	50
BL4-4060BB	4 mil	, , ,				~					5	5	50
BL4-4060IRBB	4 mil				~	~					5	5	50
BL4-4060PC	4 mil					~				~	50	50	50
Large Tote L			al: LDPE										
BL1-120IRB	1 mil	120 x 101 in (305 x 255 cm)	1400 gal (5000 l		~	~					1	1	24
BL3-8265IRB	3 mil	82 x 65 in (210 x 165 cm)	400 gal (1500 L)		~	~					1	6	24
BL3-8265PC	3 mil	82 x 65 in (210 x 165 cm)	400 gal (1500 L)	(Tote)		<b>V</b>				~	25	25	25
BioHazard Bags Material: LDPE													
BH2-24YEIRBB	a <b>ys</b> 2 mil	24 x 36 in (61 x 91 cm)	16 gal (60 L)	Yellow	V		V				5	5	50
BL2-25REIRBB	2 mil	25x 35 in (64 x 89 cm)	16 gal (60 L)	Red	V		~				5	5	50
BL2-32YEIRBB	2 mil	32 x 36 in (81 x 91 cm)	30 gal (114 L)	Yellow	~		~				5	5	50
BL2-3440REIRBB		34 x 40 in (86 x 102 cm)	33 gal (125 L)	Red	~		~				J	5	50
BL4-4060REPC	4 mil	40 x 60 in (100 x 150 cm)	55 gal (200 L)	Red				~		~	50	50	50
BL4-32YEIRBB	4 mil	32 x 36 in (81 x 91 cm)	30 gal (114 L)	Yellow	~		V			_	5	5	50
BL2-3440REBB	2 mil	34 x 40 in (86 x 102 cm)	33 gal (125 L)	Red			V				5	5	50
		. ()	5 ( )				-				-		

<sup>\*</sup>Reforzado: Fondo plisado para adaptarse mejor a los contenedores rectangulares \*\*Fondo Estrella: Fondo plisado duradero para adaptarse a los contenedores redondos.





<sup>\*\*\*</sup>Sello plano: Sin pliegues en la parte inferior, se adapta a todos los contenedores.